





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HORNO

	Serie	Modelo	Rango de Temperature										Capacidad Interna (L)	Programa	Características
			0	100	200	300	400	500	600	700					
Convección Natural	DX	302C/312C	RT+5~300°C										28	--	- Económico - Alta Temperatura - Calentamiento por convección natural 
		402C/412C											74	--	
		602C/612C											153	--	
	DVS	402C/412C	RT+5~260°C										99	Si	
		602C/612C											162	Si	
	DR	200	300~700°C										13.75	Si	
	DG	400C/410C	RT+5~70°C										92	--	
		440C/450C											92	--	
800C/810C		445											--		
840C/850C*		445											--		
*DG850: Convección Natural + Convección Forzada															
Convección Forzada	DKM	300C/310C	RT+10~260°C										27	--	- Alto Nivel de circulación del aire, precisión y uniformidad - Uso de ventiladores para un flujo de aire más uniforme - Puerta de escape incorporado - Funciones de calibración  
		400C/410C											90	--	
		600C/610C											150	--	
	DKN	302C/312C	RT+10~260°C										27	Si	
		402C/412C											90	Si	
		602C/612C											150	Si	
		812C											300	Si	
		912C											535	Si	
	DNE	401/411	RT+20~210°C										90	Si	
		601/611											150	Si	
		811	RT+15~210°C										300	Si	
		911											540	Si	
	DNF	301	RT+15~260°C (Wind velocity: 1~10)										27	Si	
		401/411											90	Si	
		601/611											150	Si	
		811											300	Si	
		911											540	Si	
* DNF301/401/411/601/611 Dos tipos de circulación: convección forzada y natural															
Fino	DF	412	RT+15~260°C										91	Si	- Alto volumen de flujo de aire - Alto rendimiento con uniformidad y precisión - Rápido escape y refrigeración 
		612											216	Si	
		832	RT+15~200°C										512	Si	
		1032											1000	Si	
	DH	412	RT+15~360°C										91	Si	
		612											216	Si	
		832	RT+15~300°C										512	Si	
		1032											1000	Si	
Al Vacío	ADP	200C/210C	40~240°C										10	Si	- Maneja muestras sensibles a una baja temperatura - Eficiente distribución de calentamiento por elementos localizados en las paredes externas - Calentamiento reducción de la oxidación 
		300C/310C											27	Si	
	DP	43C	40~200°C										91	Si	
		63C											512L	Si	
		83C											1000L	Si	
		103C											216	Si	
Inerte	DN	411IE	RT+15~360°C										95	Si	- Crea ambiente no oxidativo - Flujo de nitrógeno controlable 
		611IE											223	Si	

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HORNO

	Serie	Modelo	Rango de Temperatura											Capacidad Interna (L)	Programa	Características	
			0	100	200	300	400	500	600	700							
Limpio	DE	411	RT+30~260°C												91	Si	• Clase 100 • Llantas antiadherentes para prevenir la contaminación durante el transporte • Accesorios opcionales mejorados y más opciones de personalización 
	DE	611	RT+30~260°C												216	Si	
	DT	411	RT+30~360°C												91	Si	
	DT	611	RT+30~360°C												216	Si	
	DES	830	RT+30~260°C												327	Si	• Clase 100 • Limpieza estable mediante circulación forzada con escape en la parte de atrás 
	DTS	830	RT+30~360°C												327	Si	