


Mesas de Soporte


Mesas de soporte y modelos de hornos adecuados

Cód. Producto	Modelos de mesas de soporte	Modelos de hornos adecuados
211856	ON61	DX 400/410/401/402/402C/412C/600/601/602/610/602C/612C, DVS 400/401/402/402C/412C/600/601/602/611/612/602C/612C, DKM 300C/310C/400C/410C/600C/610C, DKN 300/301/302/302C/312C/400/401/402/402C/412C/600/601/602/611/612/602C/612C, DNE 400/401/410/411/600/610/611, DNF 400/410/600/610
212802	ONS60	DR 200
415464	OP43 (sin ruedas)	DF 411/412, DH 411/412
415465	OP63 (sin ruedas)	DF 611/612, DH 611/612
415466	OP46 (con ruedas con dos frenos delanteros)	DF 411/412, DH 411/412
415467	OP66 (con ruedas con dos frenos delanteros)	DF 611/612, DH 611/612


ON61



OP43/63, OP46/66 (ruedas con dos frenos delanteros)




ONS60



Bandejas

Bandeja de acero inoxidable con set de soportes y modelos de hornos adecuados

Cód. Producto	Tipo de perforado	Modelos de hornos adecuados
212246	Bandeja con perforado redondo y set de soportes	DVS 402/402C/412C, DKN 402/402C/412C, DNE 400/401/410/411, DNF 400/410
212266	Bandeja con perforado redondo y set de soportes	DX 600/601/602/610/602C/612C, DVS 600/601/602/611/612/602C/612C, DKN 600/601/602/611/612/602C/612C/810/811/812/812C, DNE 600/610/611/810/811, DNF 600/610/810
212490	Bandeja con perforado redondo y set de soportes	DKN 900/911/912/912C, DNE 900/910/911, DNF 900/910/911
212094	Bandeja con perforado redondo y set de soportes	DX 300/301/302/302C/312C, DKN 300/301/302/302C/312C
212095	Bandeja con perforado redondo y set de soportes	DX 400/410/401/402/402C/412C, DVS 400/401, DKN 400/401
212808	Round punch shelf & bracket set	DR 200
211854	Round punch shelf & bracket set	DG 800/850
297071	Bandeja con perforado redondo	ADP 21/200C/210C
297072	Bandeja con perforado redondo	ADP 31/300C/310C
212192	Bandeja con perforado cuadrado	DP 41/43/43C
212193	Bandeja con perforado cuadrado	DP 61/63/63C
211064	Bandeja de alambre de acero y set de soportes	DF 611/612, DH 611/612




212246



212266




212490




212094



212095



297071



297072



212192



212193




211064

Kit de Apilamiento

Kit de apilamiento y modelos adecuados

Cód. Producto	Modelo	Modelos de hornos adecuados
212822	OD40	DKN402, DVS402, DX402
212823	OD60	DKN602, DVS602, DX602
212806	ODN26	DNE400/410, DNF400/410 (incluyendo los modelos adecuados para OD40)
212807	ODN28	DNE600/610, DNF600/610 (incluyendo los modelos adecuados para OD60)

OD/ODN



Notas Importantes:

- Las unidades de apilamiento deben pertenecer a las mismas series (entre las series 400 o entre las series 600)
- No apile series 400 sobre series 600. Si la serie no está bien sujeta, puede desplomarse.
- El apilamiento de modelos anteriores está prohibido. Las unidades inferiores deben ser nuevas.

Medidas Antisísmicas

Goma de aislamiento sísmico



Cód. Producto	296902
Material	Elastómeros de uretano
Carga máx.	~100kg (por 4 pcs.)
Tamaño	W50 x D50 x H5mm 1set: 4pcs.


- Adheridas debajo para prevenir que la unidad se caiga.
- Estructura de tres capas hecha de elastómero de uretano que absorbe el 90% del impacto.

Otros Accesorios Opcionales

Puerto del Cable



Dispositivo de entrada de gas N₂



Terminal de Salida Externa



Conducto de Escape



Conducto Mariposa



Conducto de escape único



Doble conducto para aspirar más aire



Ejemplo de horno con conducto único



Ejemplo de horno con conducto de escape