



HORNO DE CONVECCIÓN NATURAL

Serie DX

Características de funcionamiento del horno permiten manejar temperaturas constantes

Características

Desempeño y Funciones

- Econimico y eficiente
- Fácil de usar y mantener
- Excelente presición de la temperatura
- Controlador PID digital para un funcionamiento constante con las opciones de configuración fija, encendido y apagado automatico
- Función de seguridad y autodiagnóstico

Características de Seguridad


- Error del sensor de temperatura
- Error de circuito de entrada temperatura
- Prevención de sobrecalentamiento automatico
- Interruptor de circuito con protección de corriente



(Mesa de sopocte opcional)



Panel de Control



Curva ascendente de temp



Interior(DX402C)

Especificaciones

Modelo	DX302C	DX312C	DX402C	DX412C	DX602C	DX612C
Rango de temperatura	Temp. ambiente +5~300°C				Temp. ambiente +5~280°C	
Ajuste de Precisión de Temp.	±1°C (at 300°C)				±1°C (at 280°C)	
Uniformidad de Temp.	±10°C (at 300°C)				±10°C (at 280°C)	
Tiempo de alcance de Max. temp.	~45 min.		~60 min.		~80 min.	
Controlador de Temp.	Controlador PID con microprocesador					
Dimensiones internas (WxDxH mm)	300x310x300		450x410x400		600x510x500	
Capacidad interna	28L		74L		153L	
Fuente de alimentación 50/60Hz	115V, 9.5A	220V, 4.3A	115V, 14A	220V, 6.4A	115V, 14A	220V, 6.4A
Peso	~23kg		~38kg		~56kg	