

HORNO ECONÓMICO DE CONVECCIÓN FORZADA

Serie DKM

Horno de convección forzada con funciones básicas y simples de usar

Características



Interior del DKM600C



Panel de Control



Puerto de Cable




Puerto de Escape

Funciones y rendimiento

- Temperatura fija, encendido y apagado automático, funciones de control fáciles de usar
- Los ajustes se pueden hacer digitalmente utilizando las teclas de operación de menú dedicados o las teclas de arriba y abajo
- Recuperación automática después de cortes de energía, opción de calibración y clave de bloqueo son posibles a través de funciones auxiliares

Características de seguridad

- Funciones de autodiagnóstico, prevención de automática de sobrecalentamiento



Temperatura Rising Curve

Especificaciones

| Modelo                              | DKM300C                                 | DKM310C    | DKM400C     | DKM410C    | DKM600C     | DKM610C  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|
| Rango de temperatura                | Temperatura ambiente +10~260°C          |            |             |            |             |          |
| Precisión de control de temperatura | ±1°C (a 210°C)                          |            |             |            |             |          |
| Uniformidad de temperatura          | ±2.5°C (a 210°C)                        |            |             |            |             |          |
| Tiempo para aclzar la temp. máxima  | ~90 min. (a temp. ambiente +10°C~260°C) |            |             |            |             |          |
| Control de Temperaura               | Control de PID                          |            |             |            |             |          |
| Dimension interna (WxDxH mm)        | 300x300x300                             |            | 450x450x450 |            | 600x500x500 |          |
| Capacidad interna                   | 27L                                     |            | 90L         |            | 150L        |          |
| Fuente de alimentación 50/60Hz      | 115V, 7.5A                              | 220V, 4.5A | 115V, 11A   | 220V, 6.5A | 115V, 12A   | 220V, 7A |
| Peso                                | ~35kg                                   |            | ~50kg       |            | ~65kg       |          |