

HORNO PROGRAMABLE DE CONVECCIÓN FORZADA

Serie DKN

MÁS
VENDIDO

Hornos de convección forzada programables y funciones de seguridad

Características



- Líder de ventas basado en un excelente rendimiento y costo
- Una superior precisión de temperatura
- DKN302C/312C/402C/412C/602C/612C vienen con ventanas de observación
- Controlador PID programable para la configuración de uso fácil
- Aumento de seguridad y función de autodiagnóstico
- Fácil de usar y mantener
- Construido con puertos de escape



Puerto de Cable



Panel de Control



Puertos de Escape

Especificaciones

Modelo	DKN302C	DKN312C	DKN402C	DKN412C	DKN602C	DKN612C	DKN812C	DKN912C
Rango de temperatura	Temperatura de ambiente +10~260°C							Ambiente. 10~210°C
Precisión del control de temperatura	±1°C (at 210°C)							
Uniformidad de la temperatura	±2.5°C a 210°C (con compuerta cerrada), ±2.8°C a 260°C (con compuerta cerrada)							±2.5°C (at 210°C)
Tiempo para alcanzar la temp máxima	~90 min.						~60 min.	
Controlador de Temp.	Control de PID							
Dimensiones interna (WxDxH mm)	300x300x300		450x450x450		600x500x500		600x500x1000	1070x500x1000
Capacidad interna	27L		90L		150L		300L	535L
Fuente de alimentación 50/60Hz	115V, 7.5A	220V, 4.5A	115V, 11A	220V, 6.5A	115V, 12.5A	220V, 7A	220V, 15A	220V, 18A
Peso	~35kg		~50kg		~65kg		~110kg	~190kg