

SINCE 1889



HORNO DE SECADO AL VACÍO DE SOBREMESA

Serie ADP

Horno pequeño de secado al vacío de sobremesa con características de seguridad

Características

- Ajustar parámetros con facilidad
- Encendido y apagado automático
- Puerta con junta de silicona que evita el escape de aire
- Auto-diagnóstico y prevención de sobrecalentamiento
- Dispositivos independiente de prevención de sobrecalentamiento para cada circuito
- Puerto de comunicación y puerto de entrada de nitrógeno
- Fácil mantenimiento



Panel de Control



Especificaciones

Modelo	ADP200C	ADP210C	ADP300C	ADP310C
Rango de Temp.	40~240°C			
Operating pressure range	101 to 0.1 kPa (760 a 1 Torr) presión absoluta			
Uniformidad de Temp.	±1.5°C (a 240°C)			
Tiempo para alcanzar la temp maxima	~70 min.		~100 min.	
Calefactor	Calefactor Mica, 0.68kW/ Cámara de calentamiento de descompresión directa		Calefactor Mica, 1.05kW / Cámara de calentamiento de descompresión directa	
Dimensiones internas (WxDxH mm)	200×250×200		300×300×300	
Capacidad interna	10L		27L	
Bandejas	2 piezas		3 piezas	
Fuente de Alimentacion 50/60Hz	AC115V 6A	AC220V 3.5A	AC115V 9.5A	AC220V 5A
Peso	~30kg		~55kg	