


HORNO DE MUFLA ESTÁNDAR

Serie FO

Horno de mufla de fácil programación con excelente consistencia y repetibilidad

Características



Panel de Contro



Interior



- Amplia selección de unidades que ahoran espacio con max. capacidad interna
- Controlador fácil de usar
- Excelente retención de calor con puerta de cámara cerrada hermética
- Alta Precisión de temperatura a $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$
- Operación del programa máximo de 6 patrones: 30 pasos x 1 patrón, 15 pasos x 2 patrones o 10 pasos x 3 patrones
- Termocupla tipo R duradero
- Diseñado con un puerto de comunicación
- Opción para purga de N_2

Especificaciones

Modelo	FO100CR/110CR	FO200CR/210CR	FO300CR/310CR	FO410CR	FO510CR	FO610CR	FO710CR	FO810CR
Rango de Temp.	100°C a 1150°C							
Ajuste de Precisión de Temp.	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ a 1150°C							
Tiempo para alcanzar Max. Temp.	~60min.		~70min.		~80min.			
Calefactor	1kW	1.5kW	2kW	2.2kW	2.5kW	3kW	3.5kW	4kW
Dimensiones Internas (WxDxHmm)	100x150x100	100x250x150	200x250x150	200x300x150	300x250x150	250x350x200	270x350x250	300x400x250
Capacidad Interna	1.5L	3.75 L	7.5 L	9 L	11.3 L	17.5 L	23.6 L	30 L
Fuente de Alimentación 50/60Hz	AC115V/220V 10A/5A	AC115V/220V 14.5A/7.5A	AC115/220V 19A/9.5A	AC220V 10.5A	AC220V 12A	AC220V 15A	AC220V 18A	AC220V 20A
Peso	~24kg	~30kg	~37kg	~38kg	~44kg	~52kg	~58kg	~62kg