

ESTERILIZADOR ESTANDAR PARA LABORATORIO

Serie SN

Los esterilizadores SN están diseñados ergonómicamente con carga superior para la fácil manipulación de muestras

Características

- Accesibilidad cómoda y fácil de operar
- Fácil de limpiar y mantener
- Móvil con ruedas
- Funciones de alto rendimiento y seguridad
- Funciones programables y preestablecidos para usos comunes
- Esterilización por vapor de alta presión hasta 135°C
- Ventilador para enfriamiento más rápido
- Varias opciones y amplia selección de cestas/contenedores disponibles



Especificaciones

Modelo	SN200C/210C	SN300C/310C	SN500C/510C
Rango de temperatura	+45~135°C		
Presión máxima	0.255 MPa		
Enfriamiento	Equipado con ventilador de refrigeración		
Dispositivos de seguridad	Autodiagnostico, mecanismo de bloqueo de tapa, válvula de alivio de presión		
Dimensiones Interna	Dia 300 x 305 mm	Dia 300 x 445 mm	Dia 300 x 665 mm
Capacidad interna	20L	32L	47L
Fuente de alimentación AC100-120V 50/60Hz Fuente de alimentación AC200-240V 50/60Hz	SN200C 15~12.5A SN210C 7.5~6.5A	SN300C 15~12.5A SN310C 10~8.5A	SN500C 23.5~19.5A SN510C 12~10A
Peso	~65kg	~75kg	~85kg