

ESTERILIZADOR DE MAYOR CAPACIDAD PARA LABORATORIO

Serie SQ

Gran capacidad y alto rendimiento con diseño ergonómico para fácil manipulación de muestras

Características

- Accesibilidad cómoda y fácil de operar
- Fácil de limpiar y mantener
- Móvil con ruedas
- Funciones de alto rendimiento y seguridad
- Funciones programables y preestablecidos para usos comunes
- Esterilización por vapor de alta presión hasta 135°C
- Ventilador para enfriamiento más rápido
- Varias opciones y amplia selección de cestas contenedores disponibles



Gestionar muestras fácilmente



Panel de Control

Especificaciones

Modelo	SQ500C/510C	SQ810C
Rango de temperatura	+45~135°C	
Presión máxima	0.255 MPa	
Enfriamiento	Equipado con ventilador de refrigeración	
Dispositivos de seguridad	Autodiagnostico, mecanismo de bloqueo de tapa, válvula de alivio de presión	
Dimensiones	Dia 370 x 470 mm	Dia 370 x 750 mm
Capacidad Interna	50L	80L
Fuente de alimentación AC100-120V 50/60Hz Fuente de alimentación AC200-240V 50/60Hz	SQ500C 24.5~20.5A SQ510C 12.5~10.5A	SQ810C 12.5~10.5A
Peso	~95kg	~105kg