

SINCE 1889



INCUBADORA ECONÓMICA DE USOS GENERALES

Serie IC

Incubadoras de sobremesa de diseño compacto (IC103C/103CW)
y usos generales (IC403C/603C/803C/903C/913C)

Características

- Ahorro de espacio
- Panel de control de fácil acceso (IC103C/103CW)
- IC103CW/IC403CW con amplia ventana de observación
- Pantalla de ajuste digital fácil de usar, temporizador y calibración
- Sistema de doble puerta para ver muestras de forma fácil y segura



IC103CW

Todos los modelos están disponibles con la opción de Ventana[W] e interfaz RS485[R]



Panel de Control

Especificaciones

Modelo	IC103C/113C		IC403C/413C		IC603C/613C		IC803C/813C		IC903C/913C	
Metodo	Convención Natural									
Rango de Temp.	Temp. ambiente +5~80°C									
Ajuste de Precisión de Temp.	±0.5°C (a 37°C)									
Uniformidad de Temp. (a 37°C)	±1°C									
Bandejas	2pcs						4pcs		8pcs	
Controlador de Temp.	Controlador PID con Microprocesador									
Dimensiones Internas	350x300x360		450×480×450		600×530×500		600×530×1000		1070x530x1000	
Capacidad Interna	~37L		~97L		~159L		~318L		~567L	
Fuente de Alimentacion 50/60Hz	AC115V 1.8A	AC220V 1A	AC115V 4.5A	AC220V 2A	AC115V 6A	AC220V 2.5A	AC115V 10A	AC220V 4.5A	AC115V 13A	AC220V 6.5A
Peso	~17kg		~45kg		~65kg		~102kg		~166kg	