

RESÚMEN EVAPORADOR ROTATORIO



RE200/210

- Ascensor manual con control análogo
- Opción de 3 tipos diferentes de cristalería
- Opción de baños de agua 4L o 7L aceite 7L
- Brazo opcional que permite mayor flexibilidad de ajustes



RE301

- Fácil operación manual
- Ajuste y visualización digital de la velocidad del motor(rpm)
- Equipado con ascensor motorizado para levantar y bajar fácilmente la unidad
- Opción de 3 tipos diferentes de cristalería
- Fuente de alimentación universal para la unidad principal: funciona con 100~240VAC
- Opción de baño de agua o aceite a 115~240VAC



RE601

- Programable
- Ajuste y visualización digital de la velocidad del motor (rpm), control de vacío y temperatura del vapor
- Equipado con regulador de vacío e indicador de temperatura de vapor
- Equipado con ascensor motorizado para levantar y bajar fácilmente la unidad
- Opción de 3 tipos diferentes de cristalería
- Fuente de alimentación universal para la unidad principal: funciona con 100~240VAC
- Opción de baño de agua o aceite a 115~240VAC



RE801

- Programable
- Control sincronizado de baño
- Destilación automática y ajustes para 53 solventes
- Ajuste y visualización digital de la velocidad del motor (rpm), control de vacío y temperatura del vapor
- Equipado con regulador de vacío e indicador de temperatura de vapor
- Equipado con ascensor motorizado para levantar y bajar fácilmente la unidad
- Opción de 3 tipos diferentes de cristalería
- Fuente de alimentación universal para la unidad principal: funciona con 100~240VAC
- Opción de 4L baño de agua o aceite a 115~240VAC