

Bomba de Vacío en Seco con Diafragma

DTC-22A/DTC-22B

Tipo anticorrosivo con diseño compacto



■ Características

- Todas las partes en contacto con el gas están fabricadas en PTFE y FPM
- Adecuado para bombear gas corrosivo o disolvente orgánico
- Alto vacío hasta 1000Pa

■ Aplicaciones

- Evaporador rotatorio
- Sistema de evaporación
- Concentrador de vacío
- Filtración al vacío
- Escape del tubo de transferencia de gas
- Sistemas de secado al vacío
- Circulación láser-gas
- Centrifugo
- Equipos médicos y farmacéuticos

■ Especificaciones

Modelo	Unidad	DTC-22A		DTC-22B	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
Velocidad real de la bomba	L/min	20		24	
	M ³ /H	1.2		1.44	
	CFM	0.71		0.85	
Presión máxima	Pa (kPa)	1.0 × 10 ³ (-100.3)			
	Torr	7.50			
	mbar	10.0			
Motor	AC	115V		220V	
	Monofásico, 50W, 4P, funcionamiento del condensador				
Ruido	dB(A)	54			
Carga máxima de corriente	A	1.2	1.32	0.6	0.72
Peso	kg	7.1			
Diámetro del puerto de entrada	mm	O.D. dia.10 × I.D. dia.6 (G1/4)			
Temperatura ambiente	°C	0-40			
	°F	32-104			
Dimensiones generales	mm	W142 × D288.5 × H202			


■ Guía de la bomba de vacío

Núm. ensamblaje	Componentes	Productos aplicables
DTC22A115RERKIT (115V)	DTC-22A Bomba de vacío en seco 115V 5' de 8mm ID de manguera de goma Abrazadera de la manguera	RE-200/210/301/601/801 Evaporador rotatorio
DTC22B220RERKIT (220V)	DTC-22B Bomba de vacío en seco 220V 5' of 8mm ID de manguera de goma Abrazadera de la manguera	

■ Voltaje y certificado correspondiente

Modelo	Voltaje	CE	TUV	cTUVus
DTC-22A	Monofásico, 115V	●	●	●
DTC-22B	Monofásico, 220V	●	●	●

Curva de velocidad de bombeo



Esquema

