

Liofilizador Portable

DC41A/41B

Cantidad máxima

Agua destilada 200ml / Batch

Lector de Vacío

Tipo de tubo Bourdon (Model 41A)
Tipo de termocupla (Model 41B)

Conexiones disponibles

5pcs.

Liofilizador compacto



DC41A

DC41B

(El matraz y la tapa se venden por separado)


Liofilizador con tamiz molecular para aplicaciones de absorción de agua.

- Especialmente indicado para muestras sensibles a la temperatura
- Fácil de usar
- Mínimo ruido de funcionamiento
- Modelo económico para aplicaciones con muestras pequeñas
- Sistema libre de contaminantes
- Agente de secado Incluido (tamiz molecular) es reutilizable después de la limpieza y el secado en un horno de vacío

Especificaciones

Modelo	DC41A	DC41B
Temp. de enfriamiento	-30°C (para 1 muestra) -20°C (para 5 muestras)	
Max. capacidad	Agua destilada 200ml	
Condensador	Tamiz molecular	
Tamiz molecular	2.5kg	
Dimensiones externas	Dia.150 x H330mm	
Material	Acero inoxidable	
Conexiones disponibles	5 pcs.	
Rango de medido (indicador)	0~101kPa (0~76cmHg)	200~10 ⁻¹ Pa
Dimensiones externa	W340xD340xH446mm	
Puerto de bomba de vacío	Dia.18mm	
Lector de vacío	Tubo tipo Bourdon	Tipo termocupla
Valvula de vacío	5 pcs.	
Manguera de vacío	Inner Dia.15 mm x Length 1m, 1pc.	
Voltaje	AC115V, 50/60 Hz, 1A	
Peso	~14kg (excluyendo el tamiz molecular)	

Número de Frascos usados y muestras de temperatura



Accesorios



Diseño simple para eliminar e insertar contenedores de tamiz molecular (opcional) desde / hasta el condensador de almacenamiento



Matraz



Tapa de Matraz (con junta de vidrio)



Contenedor del condensador




Botella de suero (frasco vial con tapón de goma)



Adaptadores

Bomba de Vacío



GLD136C115DCRKIT
GLD136C220DCRKIT

Especificaciones

Modelo	Unidad	GLD-136C	
		50Hz	60Hz
Velocidad de bombeo real	L/min	135	162
Presión máxima	Pa	G.V. Closed: 0.67 G.V. Open: 6.7	
Fuente de alimentación 50/60 Hz		115V / 220V	
Peso	kg	27.0	
Dimensiones totales	mm	W170 x L488 x H250	

Nombre del Producto		Código
Matraz	120mL, 5pcs.	212820
	250mL, 5pcs.	212821
Tapa de Matraz (con junta de vidrio)	5piezas Derecho	212570
	5piezas Curva 45°	212571
Botella de suero (botella vial con tapón de goma)	50mL, 10piezas	212814
	30mL, 10piezas	212815
	10mL, 10piezas	212816
Adaptadores	Simple, 5piezas	212572
	Doble, 5piezas	212573
	Triple, 5piezas	212574
Contenedor del condensador	-	212576
Condensador	-	212577
Consumibles		
Tamiz molecular	2.5kg	9160016001