

Adaptador para agitador de descompresión (para LT400/500)

Material	Resina de fluorocarbono y goma de nitrilo		
Eje agitador	ø8mm		
Nivel de vacío	6.7Pa (5×10 ⁻² Torr)		
Accesorios	Sello de aceite (goma de nitrilo) 2 unidades		
Tipo de junta	T24/40	Cód. producto	231380
	T29/42	Cód. producto	231381



Soporte para agitador adicional (para LT400/500)

Cód. producto	231382
Tamaño	2 Vasos de máx. 3L
Eje agitador	ø8mm
Intervalos del eje	135mm
Correa	Anillo (VitonP120)
Accesorios	2 Llaves hexagonales 1 Correa 1 Sujetador de mandril 1 Abrazadera 1 Dispositivo de extracción



Adaptador para agitador de descompresión (para LR500)

Material	Resina de fluorocarbono y goma de nitrilo		
Eje agitador	ø10mm		
Nivel de vacío	6.7Pa (5×10 ⁻² Torr)		
Accesorios	Sello de aceite (goma de nitrilo) 2 unidades Propela agitadora para boca pequeña		
Tipo de junta	T24/40	Cód. producto	231097
	T29/42	Cód. producto	231098



Soporte para agitador adicional (para LR500)

Cód. producto	231096
Tamaño	2 Vasos de máx. 3L
Eje agitador	ø10mm
Intervalos del eje	135mm
Correa	Anillo (VitonP120)
Accesorios	2 Llaves hexagonales 1 Correa 1 Sujetador de mandril 1 Abrazadera 1 Dispositivo de extracción



*Usar con propela de menos de 60mm

PTFE Ejes de agitación y propelas



Cód. producto	Nombre del producto	Modelo	Diámetro de varilla	Longitud	Propela	Material
F-4011-01	Eje de agitación revestido de PTFE (con propela)	LT400/500	ø8mm	450mm	Longitud 80mm	PTFE superior inoxidable
F-4012-04	Eje de agitación revestido de PTFE (con propela)	LT400/500	ø8mm	500mm	Longitud 100mm	PTFE Núcleo interno de hierro
F-4013-01	Gran eje de agitación revestido de PTFE	LT400/500	ø8mm	600mm	Ancho 16 x Longitud 80mm	PTFE Barra interna de acero inoxidable
F-4013-02		LR500	ø10mm	800mm	Ancho 20 x Longitud 120mm	PTFE Barra interna de acero inoxidable
F-4014-04	Eje de agitación tipo propela revestido de PTFE	LT400/500	ø8mm	450mm	Dia. ø52mm	PTFE superior inoxidable



Cód. producto	Nombre del producto	Diámetro de varilla	Longitud
F-4053-01	Eje de agitación revestido de PTFE para LT400/500	ø8mm	350mm
F-4053-02		ø8mm	450mm
F-4053-03		ø8mm	500mm
F-4053-04		ø8mm	600mm

● F-4022 y F-4053 deben comprarse juntos

Cód. producto	Nombre del producto	Diámetro de propela
F-4022-01	Eje de agitación revestido de PTFE con hoja medialuna	40×16mm×3t
F-4022-02		50×19mm×4t
F-4022-03		60×19mm×4t
F-4022-04		75×20mm×4t
F-4022-05		90×24mm×4t
F-4022-06		100×24mm×4t
F-4022-07		125×30mm×5t
F-4022-08		150×30mm×5t

Propelas



Propela de 4 hojas

Estándar
Material: Acero inoxidable SUS 304

Cód. producto	Diámetro de propela	Tornillo de fijación
280078	75mm	M5
280079	60mm	M5
LR41AY0003	40mm	M5



Propela plegada

Para botella de boca estrecha (hasta I.D.18mm)
Material: Acero inoxidable SUS 304

Cód. producto	Diámetro de propela	Tornillo de fijación
LR41AY0006	45mm	M5



Propela con 2 hojas de vidrio

Usar con muestras corrosivas o de ácido fuerte.
Material: Vidrio duro

Cód. producto	Modelo	Propela ø	Diámetro del eje
231385	LT400/500	60mm	ø8
2310661018	LR500	60mm	ø10



Propela con 2 hojas

Para botella de boca ancha. Usa con muestras de alta viscosidad
Material: Acero inoxidable SUS 304


Cód. producto	Diámetro de propela	Tornillo de fijación
LR41AY0009	100mm	M5
LR41AY0008	28mm	M5



Turbina de placa redonda

Utilizar en recipientes profundos para una menor entrada de aire durante la agitación
Material: Acero inoxidable SUS 304

Cód. producto	Diámetro de propela	Tornillo de fijación
LR41AY0022	100mm	M5
LR41AY0010	60mm	M5




Turbina de placa redonda de 2 etapas

Material: Acero inoxidable SUS 304

Cód. producto	Modelo	Propela ø	Tornillo de fijación
2310630101	LR500	60mm	ø10
231386	LT400/500	60mm	ø8

Varilla agitadora

Cód. producto	Modelo	Diámetro	Material
231384	LT400/500	500mm ø8mm	SUS316
LR41231169	LR500	500mm ø10mm	
LR41AY0002	LR500	800mm ø10mm	



Ajustador de metal para baño de agua (para LT400/500, LR500)

Máx. grosor del borde del contenedor	Máx. 35mm
Ángulo cambiable del eje de agitación	hasta 60°
Cód. producto	231032



Soporte y conjunto de varillas

Cód. producto	Nombre del producto	Dimensión
LR-41-124	Soporte y conjunto de varillas	~7kg
2310030209	Varilla	Longitud 725mm E.D. 25mm
YSA000194	Soporte con forma U	Ancho 400mm Profundidad 420mm

